

自動排泄処理装置／徘徊感知機器

限 このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

ヒューマニー本体
HU-1000R1R
(ユニ・チャーム ヒューマンケア)

TAIS/JANコード 01125-000012

ヒューマニーチューブタンクセットおよび専用尿吸引パッドと一緒に使います。排尿を感じて自動吸引するので、肌を濡らしません。

非課税

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

ずっとサラサラだから朝までぐっすり自動吸引で夜のオムツ交換がいりません



※チューブ・タンクセット及び尿吸引パッド(16枚入)は販売品となります。



※チューブ・タンクセットは介護保険の購入対象商品です。

チューブ・タンクセット
HU-ST01
(ユニ・チャーム ヒューマンケア)

TAIS/JANコード 01125-000013

専用尿吸引パッド
男女共用16枚入
(ユニ・チャーム ヒューマンケア)

専用尿吸引パッド
男性用16枚入
(ユニ・チャーム ヒューマンケア)

※販売価格については、お問い合わせください。

吸引ロボ ヒューマニーの 3 大特長

1 尿を外に漏らしません

パッド内蔵センサーが尿を検知して自動吸引します。

2 お肌をぬらしません

●尿残り量グラフ
●CO2排出量 ※オムツを換却した時のCO2排出量

従来からの尿とりパッド 30cc
ヒューマニー 0.5cc

パッド表面の尿残り量はわずか約0.5cc以下!

3 ゴミ重量・CO2排出量を大幅削減します

●CO2排出量 ※オムツを換却した時のCO2排出量

従来のオムツ 100とする
尿吸引パッド 75%削減

※データはユニ・チャーム調べ

ゴミ重量は従来のおむつの約1/10。CO2排出量は75%削減。

ヒューマニーを上手にお使いいただくために

STEP 1 まずは「夜間」にご使用ください。

こんな事を実感してください

- 朝までお肌が濡れずにサラッとしている。
- 夜間の尿モレ回数が減ってとても楽になった。
- 夜間のオムツ交換がなくなり、ぐっすり熟睡できた。

徐々に使用場面を増やしていきましょう。

STEP 2

- 日中車いすで過ごされる時
- 介護者が長時間外出する時

就寝 → ヒューマニー装着 → 起床

普段の大人用オムツを装着

徘徊ノン 小電力型
限 HN-2(テクノスジャパン)

TAIS/JANコード 00318-000013

受信機サイズ	18.0×10.7×4.0cm
発信機サイズ	マットスイッチ80.0×50.0cm 送信機12.8×2.7×2.3cm
電源	送信機:単4電池4本 受信機:AC100V
感知エリア	約100m

徘徊ノン・ハイパー
HN-H(テクノスジャパン)

TAIS/JANコード 00318-000031


受信機サイズ	17.0×8.5×3.5cm
発信機サイズ	マットスイッチ80.0×50.0cm 送信機11.2×6.7×2.8cm
電源	送信機:単4電池3本 受信機:AC100V
感知エリア	約100m

家族コール Bタイプ
HK-1B/2B(テクノスジャパン)

TAIS/JANコード 00318-000056

受信機サイズ	8.5×17.0×3.5cm
発信機サイズ	11.2×6.7×2.8cm
マットセンサーサイズ	80.0×25.0×1.0cm
電源	送信機:AC100V 受信機:AC100V
感知エリア	約100m

玄関、勝手口など床面に敷くマット状のセンサー。ベッド脇への設置で離床センサーとしてもお使い頂けます。



課税

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

課税

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

課税


月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

ベッドからの離床を検知し、無線で別室の介護者に知らせる離床センサー。背中を起こすと受信機のメロディーが鳴って報告します。

ワイレスビーム式徘徊感知器
ADX-540HO-1(キヨタ)

TAIS/JANコード 00123-000038

受信機サイズ	幅7.2×奥行3.3×高さ11.0cm
発信機サイズ	幅7.2×奥行3.3×高さ11.0cm
スピーカーサイズ	幅7.2×奥行3.8×高さ11.0cm
電源	単3電池1本 AC100V(各ユニット2WAY)
感知エリア	送信機から受信機:約20m 受信機からスピーカー:約15m



送信機と受信機の間を通る赤外線ビームが人の動きを確実に感知します。

課税

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

車いす

車いす付属品

歩行補助つえ

歩行器

手すり

移動用リフト

スロープ

体位変換器

自動排泄処理装置

徘徊感知機器

自動排泄処理装置／徘徊感知機器

スカットクリーン

KW-65H
(パラマウントベッド)

TAIS/JANコード 00170-000707

- 寸法:幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量:5.0kg(尿タンクが空のとき)
- ※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

非課税

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します
尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、夜間転倒のリスクがある方、し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を軽減したい方などにお勧めです



本体
KW-65H



女性用セット
(本体+女性用レシーバーセット)



男性用セット
(本体+男性用レシーバーセット)

ご本人の状態や介護環境に合った
使い方が可能です

介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります



夜中にトイレに行くのが不安...

トイレまで間に合わない

トイレまでは行けるけど...

男性用レシーバーセット

KW-65MRT
(パラマウントベッド)

TAIS/JANコード 00170-000708

女性用レシーバーセット

KW-65WRT
(パラマウントベッド)

TAIS/JANコード 00170-000709



アタッチメントが
付属します。



尿タンク・ブラシ入れが
付属します。



ハンドルが
付属します。



尿タンク・ブラシ入れが
付属します。

省電力で長距離電波を飛ばせる新型 IC を搭載した小型探知器。
探知器(子機)を装着した利用者が、親機から一定距離離れたら、その時点で親機が検知してお知らせ。

ヒトココ
(オーセンティックジャパン)

TAIS/JANコード 01580-000001

非課税

■セット

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割

■子機のみ

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割



親機

子機

※一部地域により取り扱いできない場合がございます。
担当者にご確認ください。

- 親機:幅10.7×奥行6.4×厚さ1.3cm 重量70g
- 子機:幅6.3×奥行4×厚さ1.2(タブ除く)cm 重量20g
- 電源/リチウム電池(付属のUSBケーブル充電可能)
- 連続使用時間/親機:6ヵ月(待機)、1ヵ月(見守りモード)
- 子機:3ヵ月(待機)、1ヵ月(見守りモード)
- 充電時間約2時間、通信距離100m~5km(通信環境による)

「誤報が多い」・「壊れやすい」・「アラームが遅い」
そんなお悩みを解決します。

あんしん長持ち離床センサー瞬速
(バイオシルバー)

TAIS/JANコード 01332-000007

月額レンタル料金	
ご利用者負担額	1割 2割



- センサー本体:幅14.1×奥行8.7×高さ3cm 重量130g
- 受信機:幅10.8×奥行4.5×高さ8.1cm 重量250g
- センサーマット:重量160g、人感センサー:重量50g
- 電源/センサー本体:ACアダプター5V
- 無線受信機:ACアダプター9V、ニッケル水素電池パック
- 無線到達距離見通し100m